


E 103/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo hasta 12 x 75 mm.



- apto para aprox. 200 tubos de ensayo (hasta 12 x 75 mm)
- Dividida en 6 superficies
- La abertura de la malla es de 8 x 8 mm
- Incluye tapa A 13

Código EAN: 4002516854104 / Número de material: 12667340 /

Número de material antiguo: 69510303D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadora para laboratorio SlimLine	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadoras para laboratorio de gran capacidad para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas	•
Pertinencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Acc./mód. para tubos de ensayo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Preparación de tubos de ensayo	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Probetas [número]	200
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	122
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	220
Medidas ext., alto bruto en mm	140
Medidas ext., ancho bruto en mm	245
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,56
Peso bruto en kg	0,73

E 103/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo hasta 12 x 75 mm.

Código EAN: 4002516854104 / Número de material: 12667340 /  
Número de material antiguo: 69510303D

Suministro del aparato	
A 13 Tapa [número]	1

