


E 105/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo hasta 12 x 165 mm.



- apto para aprox. 200 tubos de ensayo (hasta 12 x 165 mm)
- Capacidad incluyendo tapa A 13
- La abertura de la malla es de 9 x 9 mm

Código EAN: 4002516853978 / Número de material: 12667380 /

Número de material antiguo: 69510503D

Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadora para laboratorio SlimLine	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadoras para laboratorio de gran capacidad para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas	•

Pertenencia de aparatos

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•

Categoría de producto

Acc./mód. para tubos de ensayo	•
--------------------------------	---

Características del producto

Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable

Ámbito de aplicación

Preparación de tubos de ensayo	•
Prep. vidrio de laboratorio	•

Capacidad

Probetas [número]	200
-------------------	-----

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm	212
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	210
Medidas ext., alto bruto en mm	235
Medidas ext., ancho bruto en mm	240
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso neto en kg	0,88
Peso bruto en kg	1,15

E 105/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo hasta 12 x 165 mm.

Código EAN: 4002516853978 / Número de material: 12667380 /
Número de material antiguo: 69510503D

Suministro del aparato

A 13 Tapa [número]

1

