


E 139/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo hasta 12 x 200 mm.



- Apto para tubos de ensayo de hasta 12 x 200 mm de tamaño
- Dividida en 6 superficies
- Abertura de malla 9 x 9 mm
- Aplicable en el cesto inferior
- Incluye tapa A 13

Código EAN: 4002516854036 / Número de material: 12667390 /

Número de material antiguo: 69513903D

Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadora para laboratorio SlimLine	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadoras para laboratorio de gran capacidad para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas	•

Pertenencia de aparatos

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•

Categoría de producto

Acc./mód. para tubos de ensayo	•
--------------------------------	---

Ámbito de aplicación

Preparación de tubos de ensayo	•
Prep. vidrio de laboratorio	•

Características del producto

Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable

Capacidad

Probetas [número]	200
-------------------	-----

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm	243
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	230
Medidas ext., alto bruto en mm	245
Medidas ext., ancho bruto en mm	245
Medidas ext., fondo bruto en mm	265

E 139/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de tubos de ensayo hasta 12 x 200 mm.



Código EAN: 4002516854036 / Número de material: 12667390 /
Número de material antiguo: 69513903D

Peso neto en kg	1,00
-----------------	------

Peso bruto en kg	1,21
------------------	------

Suministro del aparato	
-------------------------------	--

A 13 Tapa [número]	1
--------------------	---