

A 204

Carro

para el alojamiento óptimo de microinstrumental.



- Nivel 1: apto para alojamiento de complementos
- Nivel 2 derecha: 22 conexiones para instrumental de cuerpo hueco
- Nivel 2 izquierda: 11 adapt. Luer-Lock macho, manguera horizontal
- Con brazo aspersor integrado
- Tubo filtrante A 800 utilizable en ambos difusores inyectoros

Código EAN: 4002516854821 / Número de material: 12667790 /

Número de material antiguo: 69620401D

#### Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., medicina

•

#### Pertenencia de aparatos

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

#### Categoría de producto

Carro para inst. oftalmológico

•

#### Características del producto

Material

Acero inoxidable

Color

Acero inoxidable

Opción para usar un filtro central

•

#### Ámbito de aplicación

Prep. inst. de oftalmología

•

#### Capacidad

Sets quirúrgicos para microinst. [número]

2-4

#### Suministro del aparato

E 476 aloj. [número]

1

E 477 tope [número]

1