

A 207

Carro

para el alojamiento óptimo de microinstrumental.



- procesamiento eficiente: carga rápida y de alto rendimiento
- Nivel sup.: hasta 8 bandejas para alojar instr. de cuerpo hueco
- Niveles inferiores: 8 bandejas tumbadas para más instr. oftalm.

Código EAN: 4002516854210 / Número de material: 12667800 /
Número de material antiguo: 69620702D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Carro para inst. oftalmológico	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Opción para usar un filtro central	•
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de oftalmología	•
Capacidad	
Trays/band.s [número]	16
Sets quirúrgicos para microinst. [número]	8
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	692
Medidas ext., ancho bruto en mm	685
Medidas ext., fondo bruto en mm	685
Peso neto en kg	9,58
Peso bruto en kg	13,32
Suministro del aparato	
A 311 soporte para band.s [número]	2
A 800, tubo filtrador [número]	1
Cepillo de limpieza, A 804 [número]	1