

A 208

Carro

para el alojamiento óptimo de 8 bandejas de malla.



- Alta capacidad: preparación simultánea de 8 bandejas de malla DIN
- 4 opciones de con. adicionales para instrumental de cuerpo hueco
- En caso de necesidad, el nivel extraíble aumenta el alto de carga
- Información sobre medidas de carga en la web: #nivel 1 (abajo) a nivel 4

Código EAN: 4002516854494 / Número de material: 12668770 /  
Número de material antiguo: 69620801D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para band.s de malla	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. band.s de malla	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	8
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	4
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	397
Medidas ext., ancho neto en mm	529
Medidas ext., fondo neto en mm	546
Medidas ext., alto bruto en mm	570
Medidas ext., ancho bruto en mm	480
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	9,83
Peso bruto en kg	11,02