

A 300/2

Módulo inyector

para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio, equipable con 8 toberas.



- Apto para div. vidrio de lab.: matraces Erlenmeyer, esfér., etc.
- Módulo sin toberas inyect. – Equipamiento para sus necesidades
- Para hasta 8 toberas inyectoras
- Componente del sistema EasyLoad
- Distancia entre boquillas 118 mm de ancho y 118 mm de fondo
- Especialmente adecuado para A 840 y A 841 (diámetro de boquilla 6 mm)#

Código EAN: 4002516853954 / Número de material: 12668780 /

Número de material antiguo: 69630004D

#### Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadora para laboratorio SlimLine	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas	•

#### Pertenencia de aparatos

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•

#### Categoría de producto

Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•

#### Ámbito de aplicación

Prep. vidrio de laboratorio	•
-----------------------------	---

#### Características del producto

Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•

#### Capacidad

Matraces de cuello estrecho [número]	8
--------------------------------------	---

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm	72
Medidas ext., ancho neto en mm	133
Medidas ext., fondo neto en mm	479
Medidas ext., alto bruto en mm	200
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	1,25
Peso bruto en kg	1,64