


A 303
Módulo
para el alojamiento óptimo de hasta 98 pipetas.



- Apto para p.ej. 98 pipetas graduadas y volumétricas
- Alto del marco de sujeción: 150 mm
- Se puede utilizar 1 pieza de cada en los cestos A 150 y APLW 106
- Altura de carga: máx. 450 mm (en A 150) y 605 mm (en APLW 106)

Código EAN: 4002516854746 / Número de material: 12669220 /
Número de material antiguo: 69630301D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Acc./mód. para pipetas	•
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Capacidad	
Pipetas [número]	98
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	185
Medidas ext., ancho neto en mm	222
Medidas ext., fondo neto en mm	471
Medidas ext., alto bruto en mm	220
Medidas ext., ancho bruto en mm	260
Medidas ext., fondo bruto en mm	490
Peso neto en kg	2,50
Peso bruto en kg	3,08