

A 304
Módulo
para el alojamiento óptimo de hasta 98 tubitos.



- Apto para p.ej. 98 tubos de centrifugado, viales, tubos de ensayo
- Las alturas de carga varían según el posicionamiento
- 1 unidad puede utilizarse en las cestas A 100, A 150 y APLW 106

Código EAN: 4002516854982 / Número de material: 12669230 /
Número de material antiguo: 69630401D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Acc./mód. para tubos de ensayo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Preparación de tubos de ensayo	•
Capacidad	
Viales [número]	98
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	130
Medidas ext., ancho neto en mm	222
Medidas ext., fondo neto en mm	471
Medidas ext., alto bruto en mm	150
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	490
Peso neto en kg	2,30
Peso bruto en kg	3,15