

E 417/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de hasta 30 espéculos de oído y nariz.



- Apto para el alojamiento de aprox. 30 espéculos de oído y nariz
- 280 compartimentos aprox. ?? x ??
- La abertura de la malla en el fondo es de 4 mm
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 4002516855224 / Número de material: 12669760 /
Número de material antiguo: 69541703D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Accesorio para inst. de ORL	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	280
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de ORL	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	80
Medidas ext., ancho neto en mm	220
Medidas ext., fondo neto en mm	435
Medidas ext., alto bruto en mm	88
Medidas ext., ancho bruto en mm	196
Medidas ext., fondo bruto en mm	475
Peso neto en kg	1,51
Peso bruto en kg	1,72