

E 458

Complemento

para el alojamiento óptimo de tetinas roscables.



- Apto para 36 tetinas roscadas
- 36 compartimientos de ?? x ??
- Equipado con una tapa abatible y cerrable

Código EAN: 4002516854265 / Número de material: 12669800 /  
Número de material antiguo: 69545802D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertinencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	36
Ámbito de aplicación	
Prep. biberones	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	63
Medidas ext., ancho neto en mm	215
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	90
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	465
Peso neto en kg	1,50
Peso bruto en kg	1,77