


A 605

Módulo

para la preparación óptima de tubos, viales, tubos de ensayo, etc.



- Equipado con 98 toberas inyectoras
- Máx. Al 160 mm, máx. Ø 20 mm
- Apto para carro A 503

Código EAN: 4002516854074 / Número de material: 12669870 /

Número de material antiguo: 69660501D

Familia de productos

Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio

•

Pertenencia de aparatos

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Categoría de producto

Acc./mód.para tubos de ensayo

•

Ámbito de aplicación

Prep. pipetas/viales

•

Preparación de tubos de ensayo

•

Prep. vidrio de laboratorio

•

Características del producto

Material

Acero inoxidable

Color

Acero inoxidable

Capacidad

Probetas [número]

98

Viales [número]

98

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

158

Medidas ext., ancho neto en mm

254

Medidas ext., fondo neto en mm

604

Medidas ext., alto bruto en mm

190

Medidas ext., ancho bruto en mm

288

Medidas ext., fondo bruto en mm

620

Peso neto en kg

2,84

Peso bruto en kg

3,31