

E 466

Tobera inyectora

para el alojamiento óptimo de bolsas ventilatorias 8 x 333 mm.



Código EAN: 4002516854920 / Número de material: 12669890 /

Número de material antiguo: 69746602D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertinencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de anestesia	•
Medidas y peso	
Medidas ext., fondo neto en mm	333
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	150
Medidas ext., fondo bruto en mm	200
Peso neto en kg	0,85
Peso bruto en kg	1,00