

E 479

Alojamiento

para microinstrumental con hasta 4 mm Ø.



- Se puede usar en filtros con abertura de malla de 5 mm
- 50 unidades por bolsa

Código EAN: 4002516854067 / Número de material: 12669910 /
Número de material antiguo: 69747902D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertinencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
aloj.	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Transparente
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	5
Medidas ext., ancho neto en mm	21
Medidas ext., fondo neto en mm	21
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	100
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Peso neto en kg	0,07
Peso bruto en kg	0,08