

E 494

Complemento

para el alojamiento suelto de 5 microplacas.



Código EAN: 4002516853947 / Número de material: 12669920 /

Número de material antiguo: 69549402D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadora para laboratorio SlimLine	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadoras para laboratorio de gran capacidad para la limpieza industrial de piezas	•
Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas	•
Pertinencia de aparatos	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Categoría de producto	
Otro accesorio	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. diversos utensilios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Capacidad	
Placas de microtitulación [número]	5
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	35
Medidas ext., ancho neto en mm	205
Medidas ext., fondo neto en mm	440
Medidas ext., alto bruto en mm	90
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	465

E 494

Complemento

para el alojamiento suelto de 5 microplacas.



Código EAN: 4002516853947 / Número de material: 12669920 /
Número de material antiguo: 69549402D

Peso neto en kg	0,48
Peso bruto en kg	0,72