

A 612

Módulo

para la preparación óptima de vidrio de laboratorio voluminoso.



- Puede equiparse individualmente con toberas inyectoras A 846, A 847 y A 848
- Apto para frascos de lab. de 2–10 l, matraces esféricos de 2–6 l
- Apto para matraces Erlenmeyer de 2–5 l, matraces aforados 2–5 l
- Para uso en carros A 503 y carros inyectoros APLW 511

Código EAN: 4002516854173 / Número de material: 12670000 /

Número de material antiguo: 69661201D

Familia de productos

Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio

•

Pertenencia de aparatos

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Categoría de producto

Acc./mód. matraces de cuello estrecho

•

Módulo para vidrio de laboratorio de gran volumen

•

Características del producto

Material

Acero inoxidable, Material sintético

Color

Acero inoxidable, Negro

Ámbito de aplicación

Prep. vidrio de laboratorio

•

Capacidad

Vidrio de laboratorio de gran volumen [cantidad]

4

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

221

Medidas ext., ancho neto en mm

253

Medidas ext., fondo neto en mm

602

Medidas ext., alto bruto en mm

253

Medidas ext., ancho bruto en mm

293

Medidas ext., fondo bruto en mm

648

Peso neto en kg

3,23

Peso bruto en kg

3,75