


A 613

Módulo

para preparación óptima de pipetas graduadas y volumétricas.



- Equipado con 98 toberas inyectoras
- Apto para pipetas graduadas con un volumen de 1–50 ml
- Apto para pipetas volumétricas con un volumen de 1–100 ml
- Apto para carro A 503

Código EAN: 4002516854128 / Número de material: 12670020 /

Número de material antiguo: 69661301D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Acc./mód. para pipetas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Pipetas [número]	98
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	194
Medidas ext., ancho neto en mm	254
Medidas ext., fondo neto en mm	604
Medidas ext., alto bruto en mm	217
Medidas ext., ancho bruto en mm	283
Medidas ext., fondo bruto en mm	615
Peso neto en kg	2,69
Peso bruto en kg	3,05