

E 496

Tobera inyectora

con pinza de sujeción para material de intubación.



Código EAN: 4002516854579 / Número de material: 12670260 /

Número de material antiguo: 69749602D

#### Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., medicina

•

Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina

•

#### Pertenencia de aparatos

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

#### Categoría de producto

Tobera iny.

•

#### Características del producto

Material

Acero inoxidable, Material sintético

Color

Acero inoxidable, Negro

#### Ámbito de aplicación

Prep. inst. de anestesia

•

Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva

•

Prep. inst. con cuerpo hueco

•

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

120

Medidas ext., alto bruto en mm

12

Medidas ext., ancho bruto en mm

80

Medidas ext., fondo bruto en mm

120

Peso neto en kg

0,01

Peso bruto en kg

0,01