

E 792

Manguera de silicona con conexión
para conectar a conexiones Luer-Lock hembra.



- Con conexión Luer-Lock macho
- Longitud 160 mm
- 4 mangueras de silicona por unidad de embalaje

Código EAN: 4002516854760 / Número de material: 12670280 /
Número de material antiguo: 69779202D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Transparente
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Medidas y peso	
Medidas ext., fondo neto en mm	160
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto en kg	0,08
Peso bruto en kg	0,09