

E 803

Complemento

para el alojamiento óptimo de espéculos de oído y nariz.



- 160 compartimentos aprox. 13 x 13 mm
- Abertura de malla del fondo: 1,7 mm
- Aplicable en cesto superior e inferior

Código EAN: 4002516854715 / Número de material: 12670290 /

Número de material antiguo: 69580302D

#### Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., medicina

•

#### Pertenencia de aparatos

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8534

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

#### Categoría de producto

Accesorio para inst. de ORL

•

#### Características del producto

Material

Acero inoxidable

Color

Acero inoxidable

Número de compartimentos

160

#### Ámbito de aplicación

Prep. inst. de ORL

•

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

63

Medidas ext., ancho neto en mm

165

Medidas ext., fondo neto en mm

317

Medidas ext., alto bruto en mm

132

Medidas ext., ancho bruto en mm

233

Medidas ext., fondo bruto en mm

484

Peso neto en kg

0,80

Peso bruto en kg

1,07