

A 620

Módulo inyector

para la preparación óptima de vidrio de laboratorio, con 10 puntos de inyección.



- Se puede equipar individualmente con máx. 10 toberas
- Para uso en carros A 503 y carros inyectores APLW 511
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516853909 / Número de material: 12678100 /
Número de material antiguo: 69662001D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Componente del sistema EasyLoad	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	113
Medidas ext., ancho neto en mm	133
Medidas ext., fondo neto en mm	608
Medidas ext., alto bruto en mm	145
Medidas ext., ancho bruto en mm	150
Medidas ext., fondo bruto en mm	620
Peso neto en kg	1,59
Peso bruto en kg	1,82