

A 621

Módulo inyector

para la preparación óptima de vidrio de laboratorio, con 20 puntos de inyección.



- Se puede equipar individualmente con máx. 20 toberas
- Para uso en carros A 503 y carros inyectoros APLW 511
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516855125 / Número de material: 12678110 /

Número de material antiguo: 69662101D

## Familia de productos

Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio

•

Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas

•

## Pertenencia de aparatos

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

## Categoría de producto

Acc./mód. matraces de cuello estrecho

•

Accesorio para diversos frascos

•

## Características del producto

Material

Acero inoxidable

Color

Acero inoxidable

Componente del sistema EasyLoad

•

## Ámbito de aplicación

Prep. vidrio de laboratorio

•

## Capacidad

Matraces de cuello estrecho [número]

20

## Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

113

Medidas ext., ancho neto en mm

173

Medidas ext., fondo neto en mm

608

Medidas ext., alto bruto en mm

170

Medidas ext., ancho bruto en mm

208

Medidas ext., fondo bruto en mm

645

Peso neto en kg

1,93

Peso bruto en kg

2,27