

A 621

Módulo inyector

para la preparación óptima de vidrio de laboratorio, con 20 puntos de inyección.



- Se puede equipar individualmente con máx. 20 toberas
- Para uso en carros A 503 y carros inyectores APLW 511
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516855125 / Número de material: 12678110 /
Número de material antiguo: 69662101D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Componente del sistema EasyLoad	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	20
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	113
Medidas ext., ancho neto en mm	173
Medidas ext., fondo neto en mm	608
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	208
Medidas ext., fondo bruto en mm	645
Peso neto en kg	1,93
Peso bruto en kg	2,27