

E 907/1

Bandeja de malla

para el alojamiento óptimo de instrumental diverso de piezas pequeñas.



- Con tapa para piezas pequeñas
- Abertura de malla 3 x 1 mm
- Ganchos para colgar en E 905/1 y E 903/1

Código EAN: 4002516854258 / Número de material: 12678170 /

Número de material antiguo: 69590703D

Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., medicina

•

Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina

•

Pertenencia de aparatos

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

Categoría de producto

band. de malla

•

Características del producto

Material

Acero inoxidable

Color

Acero inoxidable

Ámbito de aplicación

Prep. inst. dental

•

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

48

Medidas ext., ancho neto en mm

129

Medidas ext., fondo neto en mm

170

Medidas ext., alto bruto en mm

75

Medidas ext., ancho bruto en mm

160

Medidas ext., fondo bruto en mm

243

Peso neto en kg

0,26

Peso bruto en kg

0,37