

A 622

Módulo inyector

para la preparación óptima de vidrio de laboratorio, con 36 puntos de inyección.



- Se puede equipar individualmente con máx. 36 toberas
- Para uso en carros A 503 y carros inyector APLW 511
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516854531 / Número de material: 12678490 /  
Número de material antiguo: 69662201D

#### Familia de productos

Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadora para laboratorio SlimLine para la limpieza industrial de piezas	•

#### Pertenencia de aparatos

PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•

#### Categoría de producto

Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•

#### Características del producto

Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Componente del sistema EasyLoad	•

#### Ámbito de aplicación

Prep. vidrio de laboratorio	•
-----------------------------	---

#### Capacidad

Matraces de cuello estrecho [número]	36
Frascos [número]	36
Matraces esféricos [número]	36

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm	113
Medidas ext., ancho neto en mm	204
Medidas ext., fondo neto en mm	608
Medidas ext., alto bruto en mm	145
Medidas ext., ancho bruto en mm	222
Medidas ext., fondo bruto en mm	629
Peso neto en kg	2,22
Peso bruto en kg	2,60