


A 623

Módulo

para el alojamiento óptimo de vidrio de probetas graduadas.



- Equipado con 4 toberas
- Para probetas con 1–2 l de capacidad
- Bases giratorias para un manejo sencillo

Código EAN: 4002516853893 / Número de material: 12678510 /

Número de material antiguo: 69662301D

Familia de productos

Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio

•

Pertenencia de aparatos

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Categoría de producto

Acc./mód.para probetas

•

Características del producto

Material

Acero inoxidable, Material sintético

Color

Acero inoxidable, Negro

Ámbito de aplicación

Prep. vidrio de laboratorio

•

Prep. probetas graduadas

•

Capacidad

Recipientes graduados [número]

4

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

437

Medidas ext., ancho neto en mm

255

Medidas ext., fondo neto en mm

608

Medidas ext., alto bruto en mm

269

Medidas ext., ancho bruto en mm

400

Medidas ext., fondo bruto en mm

615

Peso neto en kg

2,42

Peso bruto en kg

3,42