

FP 900

Zócalo

incl. bandeja de suelo y orificios para instalaciones de desagüe.



- Apto para aparatos de dos puertas con un ancho de 900 mm
- Bastidor con bandeja colectora de acero inoxidable integrada
- apto para aparatos con válvula de desagüe o bomba de desagüe

Código EAN: 4002516854548 / Número de material: 12678670 /

Número de material antiguo: 69253010D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertinencia de aparatos	
PLW 8616	•
Categoría de producto	
Base/zócalo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	100
Medidas ext., ancho neto en mm	900
Medidas ext., fondo neto en mm	990
Medidas ext., alto bruto en mm	155
Medidas ext., ancho bruto en mm	935
Medidas ext., fondo bruto en mm	1040
Peso neto en kg	25,80
Peso bruto en kg	27,80