

TC 900

Revestimiento superpuesto

para aparatos de 900 mm de ancho sin condensador de vapor o unidad de secado.



- incluye puerta de servicio bloqueable
- El recubrimiento hasta el techo debe construirse in situ

Código EAN: 4002516854524 / Número de material: 12680680 /

Número de material antiguo: 69252006D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Categoría de producto	
Malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	840
Medidas ext., ancho neto en mm	845
Medidas ext., fondo neto en mm	1045
Medidas ext., alto bruto en mm	990
Medidas ext., ancho bruto en mm	860
Medidas ext., fondo bruto en mm	1200
Peso neto en kg	48,90
Peso bruto en kg	63,90