

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Detergente líquido, alcalino suave, 5 l

para la preparación automatizada de instrumental dental y



- Especialmente indicado para instrumental de transmisión
- Adaptado a los procesos en lavadoras desinfectadoras Miele
- Alto cuidado del material
- Contiene enzimas
- El aluminio anodizado debe someterse a una prueba previa de idoneidad

Código EAN: 4029577158132 / Número de material: 12680700 /

Número de material antiguo: 66913204V3

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Opciones de uso	
Eliminación de sangre	•
Eliminación de restos orgánicos	•
Dosificación	
Valor pH a 20 °C	10,1
Recomendación de dosificación	
Recomendación de dosificación por ciclo	3–7 ml/l (0,3–0,7 %)
Gran apertura para lanza de dosificación	•
Intensidad de la suciedad	Ligero a medio
Se puede usar para todas las durezas de agua	•
Características del producto	
Tipo de medios	Prod limpieza alcalino suave
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Enzimas, Tensioactivos
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Principales ámbitos de aplicación	
Clínicas dentales	•
Características del producto	
Tipo de medios	Prod limpieza alcalino suave
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Enzimas, Tensioactivos
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Apto para la Prep. mecánica de inst. y utensilios	•
Apto para materiales delicados	•
Apto para inst. estándar y de transmisión	•
El aluminio anodizado debe someterse a una prueba previa de idoneidad	•
Máxima protección del material	•
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	217
Medidas exteriores, ancho neto en mm	142
Medidas exteriores, fondo neto en mm	248
Medidas exteriores, alto bruto en mm	185,00
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	175,00
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	250,00
Peso bruto en kg	5,75
Cantidad de carga en ml	5000
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	217
Medidas ext., ancho neto en mm	142
Medidas ext., fondo neto en mm	248
Medidas ext., alto bruto en mm	185
Medidas ext., ancho bruto en mm	175
Medidas ext., fondo bruto en mm	250

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Detergente líquido, alcalino suave, 5 l

para la preparación automatizada de instrumental dental y



Código EAN: 4029577158132 / Número de material: 12680700 /

Número de material antiguo: 66913204V3

Peso bruto en kg	6
------------------	---

Cantidad de carga en ml	5000
-------------------------	------

Normas, carácter de identificación, identificador	
--	--

CE	•
----	---

Conforme con GHS/CLP	•
----------------------	---