

A 306/1

Módulo

para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio voluminoso.



- Apto para 4 recipientes graduados de 1–2 litros, forma alta
- Apto para 2 recipientes grad. 1–2 l, forma baja +dos formas altas
- Superficies de apoyo con acabado en plástico
- Las probetas se pueden extraer en el módulo instalado en la máq.
- Longitud máxima de los cilindros de medición en el cesto inferior A 150: 500 mm
- Se pueden utilizar hasta 2 módulos en los cestos A 150 y APLW 106.r

Código EAN: 4002516854456 / Número de material: 12683100 /

Número de material antiguo: 69630602D

#### Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•

#### Pertenencia de aparatos

PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

#### Categoría de producto

Acc./mód.para probetas	•
Módulo para vidrio de laboratorio de gran volumen	•

#### Características del producto

Material	Acero inoxidable, Material sintético, Alambre, rilsanizado
Color	Acero inoxidable, Negro, Blanco

#### Ámbito de aplicación

Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. probetas graduadas	•

#### Capacidad

Recipientes graduados [número]	4
--------------------------------	---

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm	235
Medidas ext., ancho neto en mm	418
Medidas ext., fondo neto en mm	471
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	390
Medidas ext., fondo bruto en mm	485
Peso neto en kg	2,87
Peso bruto en kg	3,41