

A 307

Complemento

para el alojamiento óptimo de 20 unidades de calzado especial hasta la talla 48.



- Apto para 20 calzado para quirófano
- Respectivamente con soportes de 265 mm de largo
- Para uso sobre cureña del cesto inferior A 151
- Es posible preparar calzado para quirófano hasta el número 48

Código EAN: 4002516854975 / Número de material: 12683150 /

Número de material antiguo: 69630701D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Accesorio para calzado para quirófano	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. calzado para quirófano	•
Capacidad	
Calzado para quirófano [número]	20
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	279
Medidas ext., ancho neto en mm	390
Medidas ext., fondo neto en mm	360
Medidas ext., alto bruto en mm	290
Medidas ext., ancho bruto en mm	396
Medidas ext., fondo bruto en mm	480
Peso neto en kg	1,52
Peso bruto en kg	2,01