


A 308

Complemento

para el alojamiento de hasta 34 plantillas de calzado para quirófano.



- Apto para hasta 34 plantillas
- Para uso en cureña del cesto inferior y superior

Código EAN: 4002516855415 / Número de material: 12683170 /

Número de material antiguo: 69630801D

#### Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., medicina

•

#### Pertenencia de aparatos

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

#### Categoría de producto

Accesorio para calzado para quirófano

•

#### Características del producto

Material

Acero inoxidable

Color

Acero inoxidable

#### Ámbito de aplicación

Prep. calzado para quirófano

•

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

71

Medidas ext., ancho neto en mm

475

Medidas ext., fondo neto en mm

445

Medidas ext., alto bruto en mm

270

Medidas ext., ancho bruto en mm

525

Medidas ext., fondo bruto en mm

540

Peso neto en kg

1,14

Peso bruto en kg

2,00