

A 310

Complemento

para el alojamiento óptimo de 8 unidades de calzado para quirófano.



- Para uso en los cestos superiores
- Para el alojamiento óptimo de 8 zapatos de quirófano de talla 41
- Apto para el uso en los cestos superiores A 101 y A 102

Código EAN: 4002516854661 / Número de material: 12684420 /
Número de material antiguo: 69631001D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoría de producto	
Accesorio para calzado para quirófano	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. calzado para quirófano	•
Capacidad	
Calzado para quirófano [número]	8
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	100
Medidas ext., ancho bruto en mm	425
Medidas ext., fondo bruto en mm	450
Peso neto en kg	0,49
Peso bruto en kg	0,83