

A 501

Carro

con 4 niveles, para la limpieza de utensilios y vidrio de laboratorio.



- Para el alojamiento de complementos y bandejas de malla
- Con insertos A 601 ampliable a 5 o 6 niveles

Código EAN: 4002516855361 / Número de material: 12684440 /
Número de material antiguo: 69650102D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoría de producto	
Carro para complementos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	18
band.s de malla SPRI [número]	12
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	659
Medidas ext., ancho neto en mm	650
Medidas ext., fondo neto en mm	710
Medidas ext., alto bruto en mm	710
Medidas ext., ancho bruto en mm	800
Medidas ext., fondo bruto en mm	860
Peso neto en kg	21,00
Peso bruto en kg	32,80