

A 505

Carro

con 3 niveles, para la limpieza de utensilios y vidrio de laboratorio.



- Para el alojamiento de complementos y bandejas de malla

Código EAN: 4002516854678 / Número de material: 12685400 /  
Número de material antiguo: 69650501D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para complementos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. diversos utensilios	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	9
band.s de malla SPRI [número]	6
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	543
Medidas ext., ancho neto en mm	650
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	790
Medidas ext., ancho bruto en mm	715
Medidas ext., fondo bruto en mm	860
Peso neto en kg	15,60
Peso bruto en kg	26,40