

PG 8597

Descalcificador interactivo

para disponibilidad continua de agua blanda con grados de dureza de hasta 40°dH



- Potencia: constantemente 19 l/min, máx. 30 l/min
- Aparato independiente con ruedas, rellenable desde arriba
- 1 recipiente de 20 kg de sal, 2 recipientes para 4,5 l de resina
- Sist. de 2 compart., control por volumen, func. sin corriente
- El aparato tiene una conexión de agua

Código EAN: 4002516860372 / Número de material: 12687200 /

Número de material antiguo: 69859702D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoría de producto	
Prep. agua	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Blanco
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	680
Medidas ext., ancho bruto en mm	390
Medidas ext., fondo bruto en mm	380
Peso neto en kg	18,60
Peso bruto en kg	19,00