

ADP 86

Módulo

con bomba de aumento de presión externa para agua completamente desmineralizada.



- Para compensar presión insuficiente del agua AD en el lugar de emplazamiento

Código EAN: 4002516873969 / Número de material: 12711800 /

Número de material antiguo: 69224100D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Categoría de producto	
Accesorios para aparatos empotrables	•
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Material sintético, Acero inoxidable
Color	Blanco
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,25
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	235
Medidas ext., ancho neto en mm	180
Medidas ext., fondo neto en mm	300
Medidas ext., alto bruto en mm	320
Medidas ext., ancho bruto en mm	210
Medidas ext., fondo bruto en mm	390
Peso neto en kg	7,38
Peso bruto en kg	8,23