

ProCare Dent 30 C - 5 l

Neutralizante, ácido, 5 l

para la preparación automatizada de instrumental dental y de transmisión.



- Especialmente indicado para instrumental de transmisión
- Adaptado a los procesos en lavadoras desinfectadoras Miele
- Buena compatibilidad con los materiales, sin fosfatos
- Neutraliza los residuos alcalinos arrastrados
- A base de ácido cítrico

Código EAN: 4029577158149 / Número de material: 12796320 /

Número de material antiguo: 66915303V3

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Opciones de uso	
Eliminación cal/suciedad soluble en ácido	•
Dosificación	
Valor pH a 20 °C	1,0
Recomendación de dosificación	
Recomendación de dosificación por ciclo	1 ml/l (0,1 %)
Gran apertura para lanza de dosificación	•
Se puede usar para todas las durezas de agua	•
Características del producto	
Tipo de medios	Neutralizante ácido
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Ácido cítrico, Producto de conservación
Temp. almacenamiento mín. en °C	-3
Temp. almacenamiento máx. en °C	30
Principales ámbitos de aplicación	
Clínicas dentales	•
Características del producto	
Tipo de medios	Neutralizante ácido
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Ácido cítrico, Producto de conservación
Temp. almacenamiento mín. en °C	-3
Temp. almacenamiento máx. en °C	30
Apto para aluminio anodizado	•
Apto para inst. estándar y de transmisión	•
Sin tensioactivos	•
Muy buena tolerancia del material	•
Apto para materiales delicados	•
Neutralización de restos de álcalis propagados	•
Muy fácil de aclarar	•
Sin uniones de fósforo	•
Evita los depósitos de cal en la cuba	•
No apto para instrumental de transmisión	Apto para instrumental libre inst./de transmisión, Apto para aluminio anodizado, Resistente a los ácidos, Utensilios y desagües
Medidas y peso	
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	150,00
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	217
Medidas ext., ancho neto en mm	142
Medidas ext., fondo neto en mm	248
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	190
Medidas ext., fondo bruto en mm	150

ProCare Dent 30 C - 5 l

Neutralizante, ácido, 5 l

para la preparación automatizada de instrumental dental y de transmisión.



Código EAN: 4029577158149 / Número de material: 12796320 /

Número de material antiguo: 66915303V3

Peso bruto en kg	6
Cantidad de carga en ml	5000
Normas, carácter de identificación, identificador	
CE	•
Conforme con GHS/CLP	•