

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Aditivos, 1 l

para la preparación automatizada de instrumental dental y de transmisión.



- Apto para instrumental dental y de transmisión
- Adaptado a los procesos en lavadoras desinfectadoras Miele
- Mejora y acelera el secado
- Neutraliza los residuos alcalinos arrastrados
- Llenado más fácil en el dosificador de la puerta gracias al mecanismo de vertido

Código EAN: 4029577158163 / Número de material: 12796410 /

Número de material antiguo: 66917103V3

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Dosificación	
Valor pH a 20 °C	2,0
Recomendación de dosificación	
Recomendación de dosificación por ciclo	0,3 ml/l (0,03 %)
Se puede usar para todas las durezas de agua	•
Pequeña abertura como mecanismo de vertido	•
Características del producto	
Tipo de medios	Productos para después aclarado
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Producto de conservación, Tensioactivos, Ácido cítrico
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	30
Principales ámbitos de aplicación	
Clínicas dentales	•
Características del producto	
Tipo de medios	Productos para después aclarado
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Producto de conservación, Tensioactivos, Ácido cítrico
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	30
Apto para porcelana/cerámica	•
Apto para inst. estándar y de transmisión	•
Apto para todos los metales utilizados en productos médicos	•
Mejora y acorta el secado	•
Neutralización de restos de álcalis propagados	•
No apto para instrumental de transmisión	Apto para instrumental libre inst./de transmisión, Apto para porcelana/cerámica, Para todos los metales en producción médica
Prevención de manchas de agua	•
Medidas y peso	
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	100,00
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	241
Medidas ext., ancho neto en mm	106
Medidas ext., fondo neto en mm	58
Medidas ext., alto bruto en mm	260
Medidas ext., ancho bruto en mm	60
Medidas ext., fondo bruto en mm	100
Peso bruto en kg	1
Cantidad de carga en ml	1000

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]
Aditivos, 1 l
para la preparación automatizada de instrumental dental y de transmisión.



Código EAN: 4029577158163 / Número de material: 12796410 /
Número de material antiguo: 66917103V3

Normas, carácter de identificación, identificador	
CE	•
Conforme con GHS/CLP	•