

DE-CS7-85/1

Tapa lavadora desinfectadora

para cubierta superior de máquina de 70 cm de fondo, 90 cm de ancho.



Código EAN: 4002516913900 / Número de material: 12832230 /

Número de material antiguo: 69216013D

#### Familia de productos

Aparatos limpieza y desinf., laboratorio

•

Lavadoras desinfectadoras

•

Aparatos limpieza y desinf., medicina

•

#### Pertenencia de aparatos

PLW 8683 CD

•

PWD 8682 CD

•

#### Categoría de producto

Tapa

•

#### Características del producto

Material

Acero inoxidable

Color

Acero inoxidable

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

15

Medidas ext., ancho neto en mm

700

Medidas ext., fondo neto en mm

900

Medidas ext., alto bruto en mm

80

Medidas ext., ancho bruto en mm

795

Medidas ext., fondo bruto en mm

995

Peso neto en kg

13,33

Peso bruto en kg

16,89