

## DGGL 1

Contenitore per forno a vapore forato  
per tutti i forni a vapore DG eccetto DG 7000.

Numero EAN: 4002512309219 / Numero di materiale: 05001370 /  
Vecchio numero di materiale: 22996084D



- Per cuocere verdura, pesce, carne, patate senza fondo cottura
- Ideale per scongelare alimenti congelati
- Capacità: 1,5 l, volume utile: 0,9 l
- Dimensioni esterne L x P x A: 325 x 176 x 40 mm
- Accessori professionali di produzione europea