


KFR 9000

Supporto per bottiglie

per conservare le bottiglie in frigorifero in modo sicuro.



Numero EAN: 4002514270203 / Numero di materiale: 06962260 /
Vecchio numero di materiale: 36996040EU1

- Per frigoriferi/congelatori combinati KFN 2x1xx
- Per la conservazione orizzontale e ordinata ad es. di vino
- Versatile per l'impiego su diversi ripiani
- In metallo cromato
- Per 9 bottiglie, a seconda delle dimensioni e della forma