


KFR SMS 9000

Supporto per bottiglie

per conservare le bottiglie in frigorifero in modo sicuro.



Numero EAN: 4002514295596 / Numero di materiale: 07005220 /  
Vecchio numero di materiale: 36996042CH

- Ideale per frigoriferi da incasso SMS K5000 senza PerfectFresh
- Per la conservazione orizzontale e ordinata ad es. di vino
- Versatile per l'impiego su diversi ripiani
- In metallo cromato
- Per 9 bottiglie, a seconda delle dimensioni e della forma