


KFR 10061

Supporto per bottiglie
per conservare le bottiglie in frigorifero in modo sicuro.

Numero EAN: 4002514522289 / Numero di materiale: 07316080 /
Vecchio numero di materiale: 38991061EU1



- Per tutti i frigoriferi e frigocongelatori a libera installazione
- K 10.000 senza zona PerfectFresh e Larghezza 60 cm
- Per la conservazione orizzontale e ordinata ad es. di vino
- Versatile per l'impiego su diversi ripiani
- Per 9 bottiglie, a seconda delle dimensioni e della forma