


KFR 10067

Supporto per bottiglie
per conservare le bottiglie in frigorifero in modo sicuro.

Numero EAN: 4002514522296 / Numero di materiale: 07316090 /
Vecchio numero di materiale: 38991067EU1



- Per la conservazione orizzontale e ordinata ad es. di vino
- Versatile per l'impiego su diversi ripiani
- Per tutti i frigoriferi e frigocongelatori a libera installazione
- K 10.000 con zona PerfectFresh e una larghezza di 60 cm
- Per 9 bottiglie, a seconda delle dimensioni e della forma