

HUBB 91

Teglia universale originale Miele
con rivestimento PerfectClean.

Numero EAN: 4002515261354 / Numero di materiale: 09520680 /
Vecchio numero di materiale: 22996257D



- Come vaschetta di raccolta grassi/liquidi da griglia o arrosto
- Da usare in combinazione con la piastra per grigliare e arrostitire
- Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali
- Per apparecchi larghi 90 cm della generazione H 2xxx/H 6xxx/H 7xxx
- Misure: 72 cm x 36,55 cm x 5,6 cm
- Pulizia facile grazie al rivestimento PerfectClean