


KFR 30060 PF

Supporto per bottiglie

per una sistemazione delle bottiglie sicura e poco ingombrante.

Numero EAN: 4002515357545 / Numero di materiale: 09552700 /
Vecchio numero di materiale: 36996047D



- Versatile per l'impiego su diversi ripiani
- Per la conservazione orizzontale e ordinata ad es. di vino
- In metallo cromato
- Adatto per frigoriferi K 30.000 con PerfectFresh
- Per 9 bottiglie, a seconda delle dimensioni e della forma