

MBFG 30

Ciotola vetro rot./stampo per base torta  
per la cottura al forno o per la raccolta grassi durante l'arrostitura.

Numero EAN: 4002515398494 / Numero di materiale: 09711960 /  
Vecchio numero di materiale: 24996205D



- Diametro 30 cm
- Resistenti fino a 300°C, idonei per microonde
- In vetro borosilicato antigraffio
- Adatti a tutte le modalità di cottura al forno
- Per forni micr. Miele con vano cott. da 46 l e per tutti i forni