


KFR 30055

Supporto per bottiglie  
per conservare le bottiglie in frigorifero in modo sicuro.

Numero EAN: 4002515608395 / Numero di materiale: 10094090 /  
Vecchio numero di materiale: 36996096CH



- Versatile per l'impiego su diversi ripiani
- Per la conservazione orizzontale e ordinata ad es. di vino
- In metallo cromato
- Per frigoriferi SMS K 30.000 con PlentyLight senza PerfectFresh
- Per 9 bottiglie, a seconda delle dimensioni e della forma