

GP CL H 0502 L

Prodotto per la pulizia del forno "OvenClean", 500 ml
per i migliori risultati di pulizia e per un utilizzo sicuro.

Numero EAN: 4002515602522 / Numero di materiale: 10162230 /
Vecchio numero di materiale: 22996290EU1



- Elevata efficacia contro i grassi, senza odori sgradevoli
- Una pulizia senza fatica grazie alla sua consistenza in gel
- Anche per PerfectClean
- Brevi tempi d'azione da 10 min. fino a 1 h senza riscaldamento
- Il miglior trattamento per un'affidabilità pluriennale